



Aktion

Bis Ende 2011 bieten wir Ihnen unsere

aquaMAX - Basic und aquaMAX Ultra wasseraufbereitungs Geräte zu unglaubliche Preise.



Jede Einheit ermöglicht die Herstellung von Reinstwasser und erfüllt die Anforderungen der europäischen Normen, ASTM und USP.

- Die Wartung ist einfach und Schulung der Anwender ist in unseren Verkaufspreisen enthalten
- Durchflussmengen ab 90 l / h und bis 800 l / h.
- Vorbeugende Wartung Besuche werden nicht mehr benötigt
- Service-Kits sind auf Ihre Bedürfnisse konfiguriert
- 2 Jahre Garantie! *

Alle Reparaturen sind von uns durchgeführt, erstzeillager in der Schweiz

Sie können sogar den Überblick über Ihre Filterpatronen haben, und diese rechtzeitig selber wechseln, teure Service ist nicht mehr nötig !

Schnelle Reaktion und qualitativ hochwertigen Service ist uns auch wichtig

Haben Sie noch Fragen oder brauchen Sie eine Offerte ? Rufen Sie uns einfach an ! (079 435 9626)

Ersatzfilter und Leistung

Part #	Beschreibung	Preis (CHF)	Produktion (litre)	Durchschnittliche Lebenserwartung	Monate	Preis /liter max (CHF)
3501012070	Ultra Pack 1& 2	890.00	3000	210	≥ 7	0.29
1604023641	0,2 µm polyethersulfone Filter	150.00	1500	105	≥ 4	0.10
3501012210	UF Filter	1850.00	10 000	700	≥ 24	0.19
1604023620	UV Lampe	430.00	Ca.10 000	±2000 Std	≥ 24	0.043

Zum Beispiel.: Die Produktionskosten im Durchschnitt ist weniger als 0,65 CHF pro Liter für aquaMax 372 - Modell.

* (ausser Verbrauchsmaterialien)



AquaMax™ Ultra 372

Produktion von Reinstwasser ab entm. Wasser

Anwendungsbereichen wie :

- TOC / HPLC / LC / LC / MS, GC / MS / AAS / AES, TOX
- Herstellung von Standard-Lösung
- Spurenanalytik
- Wasserqualität entspricht ASTM Grade I

Wasseraufbereitungssystem in verschiedenen Versionen für:

HPLC Wasser, entmineralisiertem Wasser und Reinstwasser für die HPLC bis hin zur PCR Technik.

- Integriertes automatisches Mess- und Überwachungsmodul
- Automatische Rezirkulations- und Kartuschenwaschfunktion
- Ultrafiltration, UV-Sterilisation.(0,22 µm Endfilter als Option).
- Entspricht den ASTM, CAP, ACS, NCCLS Normen.
Geeignet für HPLC, GC, IC, AAS, ICP und ICP /MS Anwendungen.

Alle Filter und Kartuschen sind einfach und preiswert ersetzbar

Art Nb	Beschreibung	Nb		Gesamt CHF
3701011002	aquaMAX™-Ultra 372 UV grade I, Low TOC 90 l/Std	1	set	7'800.00
	inklusive:			
	Ultra Pack 1 & 2			
	Ausgang Filter 0.22 um			
	UV sterilisations Filter mit hochleistungs UV Lampe			
	Sonder aktion rabatt 2011			SFr. -1'900.00
	Spezialpreis , ausser MWST 8 %			SFr. 5'900.00

Abmessungen und Gewicht: 435 mm x 370 mm x 580 mm, 32 kg

Preis: inkl. Lieferung und Installation,

Gültigkeit: alle schriftlichen Bestellungen, die vor 30. April 2011 erhielt

Garantie: 2 Jahre

Zahlung: Netto 30 Tage

Lieferzeit: ab Lager oder 3-4 Wochen

Mindestwerte für die Wasserversorgung gilt:

pH	3.0 bis 10.0
TDS	< 500 ppm
Leitfähigkeit	< 800 µ S
Restchlor	< 0,1 ppm (nach Aktivkohlefilter)
Eingangsdruck	1-7 kg/cm ²
Temperature	4 bis 35 °C
Trübung	1,0 NTU
Hinweise	Wenn Wasserversorgung ist auch mit Bakterien belastet, kann die Leistung und Lebensdauer der Umkehrosmose betroffen sein

TecDev

Le Villaret

CH - 1432 Belmont s/ Yverdon

Schweiz

Fax : + 41 24 435 22 03

Tel: + 41 24 435 22 02

Besuchen Sie uns bei:

www.tecdevexpress.com

Mobile: + 41 79 435 96 26

E Mail: tecdev@hispeed.ch

